

検査案内



株式会社伏見製薬所

衛生検査センター

検査項目

分類	検査項目	検体種類 検体量	保存 方法	検査方法	基準値	検査料 (判断料)	
生化学的検査	腎機能 関連	ペントシジン (Pent)	血漿 500 μ L	凍結	ELISA法	0.00915~0.0431 μ g/mL	[区分D007 29] 118点 (144点) ※血漿のみ
	その他	ホモシステイン (Hcy)	血漿 500 μ L	凍結	HPLC法	M 7.9~19.89 μ mol/L F 4.5~15.3 μ mol/L	[区分D010 5] 304点 (144点)
研究検査	腎機能 関連 検査	インドキシル硫酸 (IS)	血清 500 μ L	凍結	HPLC法	1.87 μ g/mL以下	別途見積
		パラクレゾール (Cres)	血清 500 μ L	凍結	HPLC法		別途見積
		フェノール (Phe)	血清 500 μ L	凍結	HPLC法		別途見積
	AGE 関連 検査	カルボキシメチルリジン (CML)	血漿 500 μ L	凍結	ELISA法	2.65~6.23 μ g/mL	別途見積
		3-デオキシグルコソ (3-DG)	血漿 500 μ L	凍結	HPLC法	3.76~18.14ng/mL	別途見積
		メイラド [*] 反応生成物X (MRX)	血漿 500 μ L	凍結	HPLC法	89.598~165.232 μ g/mL	別途見積
	アディポ サイト 関連 検査	レプチン (Lep)	血清・血漿 500 μ L	凍結	ELISA法		別途見積
		アディポネクチン (Adipo)	血清 500 μ L	凍結	ラテックス 凝集比濁法		別途見積
	酸化マ ーカー 関連 検査	尿中8OHdG (u-8OHdG)	尿 1mL	凍結	ELISA法	13.07ng/mg・Cre 以下	別途見積
尿中メイラド [*] 反応生成物X (u-MRX)		尿 1mL	凍結	HPLC法	0.8092 μ g/mg・Cre 以下	別途見積	
尿中ペントシジン (u-Pent)		尿 1mL	凍結	ELISA法	0.01942~0.0701 μ g/mg・Cre	別途見積	

● この他の研究検査項目につきましては別途ご相談ください。

検査依頼要項

■ 取引のお申し込み

ご利用に際しましては、下記事業所へご連絡ください。
担当者がご依頼の内容等をお伺いいたします。

株式会社 伏見製薬所 衛生検査センター

〒763-0042 香川県丸亀市港町307

電話 0877-22-6276

FAX 0877-22-6280

e-mail th@fushimi.co.jp

ホームページ <http://www.fushimi.co.jp/>

■ 検査のご依頼方法

検査依頼書

お申し込みのご連絡後、弊社より検査依頼書をお送りいたします。必要事項をご記入のうえ、郵送、FAXまたはE-mailにて衛生検査センター宛てにご送付ください。

検体の保存条件 $-10^{\circ}\text{C}\sim-80^{\circ}\text{C}$ で凍結保存をお願いいたします。

■ 検体の提出と輸送

検査依頼書と検体とを照合の上、宅配便にて弊社(着払)宛てにご送付ください。輸送に要する日数をご勘案の上、ドライアイスをご使用ください。

■ 検査結果のご報告

検査には通常、生化学的検査に7日、研究検査に2週間程いただいております。検査結果は所定の報告書にてお届けいたします。検査内容等のお問い合わせ、ご意見、ご指摘等につきましては、上記の事業所までお問い合わせください。

■ 検査料金ご請求とお支払い方法

請求書は検査結果報告書と一緒に送りいたします。お支払いは請求書に記載しています金融機関へ、振込みにてお願いいたします。